



***Red Integrada de
Diagnóstico por Imagen***

Rol Habilitador

ROL: HABILITADOR.

Ingresar a Mozilla Firefox. RIDI aparecerá por defecto en las ventanas de inicio. De no ser así, acceder ingresando la dirección en el explorador: <http://10.253.3.24/ris>.

En la pantalla de “Login” debemos ingresar nuestro usuario, el mismo se conforma por la primera letra del nombre y el apellido, todo en minúscula. La contraseña en el primer ingreso es igual al nombre de usuario, la misma debe ser cambiada mediante el botón de “Cambio de Contraseña” y elegir una personal y privada.




Seleccionar el rol de **HABILITADOR**, seguido de **Continuar**.



Accedemos al menú principal.

Equipos

Detalla los diferentes servicios, la ubicación de los mismos, la modalidad, el modelo y si se encuentra activo o no.



Acciones	Servicio	Ubicación	Modalidad	Modelo	Activo
AP [E] [P] [D]	_UR	SERVICIO RADIODIAGNÓSTICO	CR	DirectView	0
AP [E] [P] [D]	_CT	SERVICIO RADIODIAGNÓSTICO	CT	HIGH SPEED DUAL	0
AP [E] [P] [D]	_MR	SERVICIO RADIODIAGNÓSTICO	MR	MRACQUISIT	0
AP [E] [P] [D]	_UR_LB	SERVICIO RADIODIAGNÓSTICO	US	HAUS 20	0
AP [E] [P] [D]	_UR_LF	SERVICIO RADIODIAGNÓSTICO	US	HAUS 20	0
AP [E] [P] [D]	_CR1	SERVICIO RADIODIAGNÓSTICO	CR	DirectView	0
AP [E] [P] [D]	_CR2	SERVICIO RADIODIAGNÓSTICO	CR	DirectView	0
AP [E] [P] [D]	Teluraterapia	SERVICIO RADIODIAGNÓSTICO	UE	HAUS 20	0


Dentro de las acciones se puede realizar:

1. “AP”: Asignar paso



Paso	Procedimiento	Estado	Acciones
ABDOMEN	CR_RA_ABDOMEN	4	[E] [P] [D]
ABDOMEN	CT_TC_ABDOMEN	10	[E] [P] [D]
ANTEBRAZO	CR_RA_ANTEBRAZO	4	[E] [P] [D]
APARATO URINARIO SIMPLE	CR_RA_APARATO URINARIO SIMPLE	1	[E] [P] [D]
ARTRONAL	MR_ARTRONAL	20	[E] [P] [D]
ART SACRO ILIACA	CR_RA_ART SACRO ILIACA	4	[E] [P] [D]
ARTICULACION CODO FEMORAL	CR_RA_ART CODO FEMORAL	4	[E] [P] [D]
ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR	CR_RA_TMJ	4	[E] [P] [D]
ARTICULACION TIBIO TARSIANA	CR_RA_ARTICULACION TIBIO TARSIANA	4	[E] [P] [D]
BRAZO	CR_RA_BRAZO	4	[E] [P] [D]

Se pueden editar los tiempos designados para los procedimientos. Para ellos se debe clicar en “Editar” y en duración cambiar el valor. También se puede añadir nuevos pasos para los procedimiento deseados. Se deben completar del procedimiento, el paso y la duración del mismo.



2. "F": Ficha técnica modelo

Brinda el modelo, marca e información detallada del mismo.

3. "P": Listar procedimientos

Detalla una lista de procedimientos, los pasos asignados y si se encuentra activo o no.




Procedimiento	Paso	Categoria	Región	Activo
ANGIO TC DE AORTA	ANGIO TC DE AORTA	genético	TORAX-ABDOMEN	S
ANGIO TC DE CRANEO	ANGIO TC DE CRANEO	genético	CABEZA	S
ANGIO TC DE CRANEO+ CUELLO	ANGIO TC DE CRANEO+ CUELLO	genético	CABEZA-CUELLO	S
ANGIO TC DE MIEMBROS INFERIORES	ANGIO TC DE MIEMBROS INFERIORES	genético	MIEMBRO INFERIOR	S
ANGIO TC DE MIEMBROS SUPERIORES	ANGIO TC DE MIEMBROS SUPERIORES	genético	MIEMBRO SUPERIOR	S
ANGIO TC DE TORAX	ANGIO TC DE TORAX	genético	TORAX	S
ANGIO TC DE VASOS DE CUELLO	ANGIO TC DE VASOS DE CUELLO	genético	CUELLO	S
PUNCIÓN BIOPSICA HEPÁTICA	PUNCIÓN BIOPSICA HEPÁTICA	genético	ABDOMEN	S
PUNCIÓN BIOPSICA RENAL	PUNCIÓN BIOPSICA RENAL	genético	ABDOMEN	S
PUNCIÓN BIOPSICA OSEA	PUNCIÓN BIOPSICA OSEA COLUMNA	genético	CUERPO ENTERO	S

4. "D": Desactivar equipo

Permite desactivar el equipo seleccionado.

Radiólogos


Brinda una lista de radiólogos detallando si los mismos se encuentran activos o no. Dentro de las acciones disponibles se puede asignar un servicio (“AS”) o mostrar las habilitaciones (“H”).



Acciones	Nombre	Categoria	Activo
AS H		RADIOLOGO	S
AS H		RADIOLOGO	S
AS H		RADIOLOGO	S
AS H		RADIOLOGO	S
AS H		RADIOLOGO	S
AS H		RADIOLOGO	S
AS H		RADIOLOGO	S
AS H		RADIOLOGO	S
AS H		RADIOLOGO	S
AS H		RADIOLOGO	S

Asignar un servicio

Se debe seleccionar “Añadir un servicio”.




Y seleccionar el servicio.



Mostrar las habilitaciones

Muestras las habilitaciones que posee cada radiólogo.



Se pueden añadir habilitaciones presionando “Añadir habilitación” y completando los campos necesarios.




Técnicos

Brinda una lista de radiólogos detallando si los mismos se encuentran activos o no. Dentro de las acciones disponibles se puede mostrar las habilitaciones (“H”).



Acciones	Nombre	Categoría	Activo
H		TECNICO	S


Las habilitaciones se pueden activar o desactivar.



Servicio	Equipo	Estado	Activar/Desactivar	Paso	Procedimiento	Duración
_OR	Directiva	[Red Bar]	Activar	MASTOIDES	RX MASTOIDES	4
_OR	Directiva	[Red Bar]	Activar	MAXILAR	RX MAXILAR	4
_OR	Directiva	[Red Bar]	Activar	NAZAL	RX NAZAL	4
_OR	Directiva	[Red Bar]	Activar	OIDO	RX OIDO	10
_OR	Directiva	[Red Bar]	Activar	MAND	RX MAND	4
_OR	Directiva	[Red Bar]	Activar	MACIZO FACIAL	RX MACIZO FACIAL - CARA	4
_OR	Directiva	[Red Bar]	Activar	CRANEO	RX CRANEO	4
_OR	Directiva	[Red Bar]	Activar	CUELLO	RX CUELLO	4
_OR	Directiva	[Red Bar]	Activar	CUELLO DE PIE	RX CUELLO DE PIE	4
_OR	Directiva	[Red Bar]	Activar	ESOFAGO-GASTRODUODENO DOBLE CONT	ESOFAGO-GASTRODUODENO DOBLE CONT	8

Procedimientos

Se detallan una lista de procedimientos. Se puede ver el cronograma (“C”) o los pasos del procedimiento (“P”).



Acciones	Título	Categoría	Región	Código	Modalidad	Acciones
C P	Rx ANTEBRAZO	genetico	MIEMBRO SUPERIOR	W4K31 RADIOLOGÍA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL - MIEMBRO SUPERIOR ANTEBRAZO	CR-Computed Radiography	[Ver]
C P	Rx APARATO URINARIO SIMPLE	genetico	APARATO URINARIO	W4N01 RADIOLOGÍA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL - APARATO URINARIO RIÑONES, VIAS URINARIAS, VEJIGA, URETRA	CR-Computed Radiography	[Ver]
C P	Rx BRAZO	genetico	MIEMBRO SUPERIOR	W4K32 RADIOLOGÍA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL - MIEMBRO SUPERIOR BRAZO	CR-Computed Radiography	[Ver]
C P	Rx CADERA	genetico	CADERA	W4F30 RADIOLOGÍA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL - CADERA -	CR-Computed Radiography	[Ver]
C P	Rx COLUMNA DORSAL - TORACICA	genetico	COLUMNA	W4J05 RADIOLOGÍA RADIOLOGÍA - COLUMNA DORSAL	CR-Computed Radiography	[Ver]
C P	Rx COLUMNA CERVICAL	genetico	COLUMNA	W4J02 RADIOLOGÍA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL - COLUMNA CERVICAL	CR-Computed Radiography	[Ver]
C P	Rx COLUMNA LUMBAR	genetico	COLUMNA	W4J06 RADIOLOGÍA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL - COLUMNA LUMBAR	CR-Computed Radiography	[Ver]
C P	Rx COLUMNA SACRA	genetico	COLUMNA	W4J10 RADIOLOGÍA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL - COLUMNA REGION LUMBOSACRA	CR-Computed Radiography	[Ver]
C P	NEFRITOMOGRAFIA	genetico	CABEZA	W4A21 RADIOLOGÍA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL - CABEZA CRANEO-CABEZA	CR-Computed Radiography	[Ver]
C P	Rx COXIG	genetico	COLUMNA	W4J08 RADIOLOGÍA RADIOLOGÍA CONVENCIONAL - COLUMNA SACRO COCCIG	CR-Computed Radiography	[Ver]

Cronograma

Equipos | Radiología | Técnicas | Procedimientos

Perfil: HABILITADOR
Institución: UDELAR

Cronograma para el procedimiento: RX ANTEBRAZO

[Volver a procedimientos](#)

Fecha	Principio	Fin	Procedimiento	Paciente
15/12/2018	09:09	09:13	RX ANTEBRAZO	
06/12/2018	10:42	10:42	RX ANTEBRAZO	
06/12/2018	10:40	10:40	RX ANTEBRAZO	
14/11/2018	08:58	08:59	RX ANTEBRAZO	
09/11/2018	09:38	09:38	RX ANTEBRAZO	
08/11/2018	08:55	08:55	RX ANTEBRAZO	
06/11/2018	08:59	08:59	RX ANTEBRAZO	
06/11/2018	08:55	08:55	RX ANTEBRAZO	
25/10/2018	10:59	11:14	RX ANTEBRAZO	
26/07/2018	13:15	13:30	RX ANTEBRAZO	

Mostrando 1 a 10 de 10 registros

Pasos del procedimiento

Equipos | Radiología | Técnicas | Procedimientos

Perfil: HABILITADOR
Institución: UDELAR

Pasos del procedimiento: RX ANTEBRAZO

[Volver a procedimientos](#)

Acciones	Paso PACS	Procedimiento	Orden	Modidad	Presencia Técnica	Presencia Médica	Presencia Anestesiada	Activo	Acciones
	ANTEBRAZO	RX ANTEBRAZO	2	CR-Computed Radiography	S	N	N	S	Ver Editar

Mostrando 1 a 1 de 1 registros